


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Tff1/Ps2 Para Wb, Ip, If-P, Elisa - P04155

Número do item: CM0006823



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra TFF1/pS2 humano (fator trevo 1), validado para WB, IP, IF-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para aplicações de pesquisa gastrointestinal e oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra TFF1/pS2
Observações/Apelidos	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7031
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 25-84 do TFF1/pS2 humano. (NP_003216.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04155
Peso da Proteína	9 kDa
Envio	Bolsa de gelo