

Anticorpo Policlonal De Coelho Tfpt Para Wb, If/Icc, Elisa - P0C1Z6

Número do item: CM0024885

introdução

Anticorpo policlonal de coelho TFPT de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo o TFPT humano (INO80F), um componente do complexo de remodelação da cromatina INO80, promovendo apoptose independente de p53. Ideal para pesquisas sobre apoptose e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFPT pAb de Coelho
Observações/Apelido	FB1; amida; INO80F; TFPT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29844
GeneID	29844
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-253 do TFPT humano (NP_037474.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P0C1Z6
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo