


Anticorpo Policlonico De Coelho Para Tgf Beta 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01137

Número do item: CM0014547



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra TGF beta 1 humano (UniProt P01137). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece TGF beta 1 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização de TGF β , fibrose e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGF beta 1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CED; LAP; DPD1; TGFB; IBDIMDE; TGFbeta; TGF-beta1; TGF beta 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7040
GeneID	7040
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-280 do TGF beta 1 humano (NP_000651.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01137
Peso da Proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo