


Pab De Coelho Contra Receptor Ii Do Tgf Beta - P37173

Número do item: CM0017386



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Receptor II do TGF beta (TGFB2) para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta alvos humanos, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de sinalização por TGF-beta e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Receptor II do TGF beta
Observações/Alíase	AAT3; FAA3; LDS2; MFS2; RIIC; LDS1B; LDS2B; TAAD2; TBR11; TBR-ii; TGFR-2; tbetaR-II; TGFbeta-R11; Receptor II do TGF beta (TGFB2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7048
GeneID	7048
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-280 do Receptor II do TGF beta humano (TGFB2) (NP_003233.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37173
Peso Proteico	65 kDa
Transporte	Bolsa de gelo