


Tgfb2 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P61812

Número do item: CM0027142



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TGFB2 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Imunógeno recombinante (aa 21-414). Tem como alvo a propeptídeo do fator de crescimento transformador beta-2, uma citocina multifuncional que regula a angiogênese e o desenvolvimento cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TGFB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	LDS4; G-TSF; TGF-beta2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7042
GeneID	7042
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-414 do TGFB2 humano (NP_003229.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P61812
Peso Proteico	48kDa
Envio	Bolsa de gelo