


Anticorpo Monoclonal De Coelho Thoc4/Alyref Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V81

Número do item: CM0009942



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho THOC4/ALYREF validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta a subunidade 4 do complexo THO humana, de rato e camundongo, envolvida na exportação e processamento de mRNA. Ideal para pesquisa em câncer e biologia do RNA.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho THOC4/ALYREF (mAb)
Observações/Apelido	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10189
GeneID	10189
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 158-257 do THOC4/ALYREF humano (Q86V81).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86V81
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em saco de gelo