

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra A Tromboxano Sintase Para Wb, Elisa - P24557

Número do item: CM0015931

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra a tromboxano-A sintase (TBXAS1/CYP5A1) para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Envolvido na síntese de tromboxano A2 e na agregação plaquetária. Uso exclusivo em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a tromboxano sintase
Observações/Alias	TS, TXS, CYP5, THAS, TXAS, CYP5A1, GHOSAL, BDPLT14, tromboxano sintase
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6916
ID do gene	6916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 355-534 da tromboxano sintase humana (NP_001052.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P24557
Peso da proteína	61 kDa
Transporte	Em bolsa de gelo