

Thymidylate Synthase Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04818

Número do item: CM0006347



introdução

Thymidylate synthase Rabbit mAb (P04818) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Crítico para pesquisa de metabolismo de nucleotídeos e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Thymidylate synthase Rabbit mAb
Observações/Apelido	TS; TMS; DKCD; HST422; Thymidylate synthase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7298
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 da Thymidylate synthase humana (NP_001062.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04818
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo