

Anticorpo Monoclonal De Coelho Peroxidase Tireoidiana Para Ihc-P/Elisa - P07202

Número do item: CM0002702

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Peroxidase Tireoidiana validado para IHC-P e ELISA. Detecta TPO humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de hormônios tireoidianos e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Peroxidase Tireoidiana mAb de Coelho
Observações/Apelido	MSA; TPX; TDH2A; Peroxidase Tireoidiana
Espécie	Humano
ID do Gene	7173
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Peroxidase Tireoidiana humana (P07202)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07202
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Saco com gelo