


Tiam1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13009

Número do item: CM0014550



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-TIAM1 é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P e ELISA. Ele detecta a TIAM1 humana e de rato, uma GEF de Rho que regula a adesão e a migração celular por meio da sinalização RAC1/CDC42. Ideal para pesquisas oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-TIAM1
Observações/Alias	NEDLDS; TIAM-1; TIAM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7074
GeneID	7074
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1392-1591 da TIAM1 humana (NP_003244.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q13009
Peso da proteína	178 kDa
Envio	Bolsa de gelo