


Pab De Coelho Contra Tim-3/Havcr2 Para Wb, Elisa - Q8Tdq0

Número do item: CM0016220



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TIM-3/HAVCR2, validado para WB e ELISA, com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a função dos pontos de controle imunológicos na regulação das células T e na pesquisa de imunoterapia contra o câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra TIM-3/HAVCR2
Observações/Alíás	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	84868
GeneID	84868
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-202 de TIM-3/HAVCR2 humano (NP_116171.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8TDQ0
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo