

Anticorpo Policlonado De Coelho Contra Timm13 Para Wb, Elisa - Q9Y5L4

Número do item: CM0024690

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TIMM13 validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a subunidade 13 da translocase de importação mitocondrial da membrana interna Tim13 (11 kDa, UniProt Q9Y5L4), uma chaperona essencial para a importação de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TIMM13 pAb de Coelho
Observações/Alias	ppv1; TIM13; TIM13B; TIMM13A; TIMM13B; TIMM13
Espécie	Humano
ID do Gene	26517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 da TIMM13 humana (NP_036590.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5L4
Peso Molecular da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo