

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Timmdc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Npl8

Número do item: CM0020436

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-TIMMDC1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de montagem do complexo I mitocondrial; ideal para pesquisas sobre metabolismo e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-TIMMDC1
Observações/Apelido	C3orf1; MC1DN31; TIMMDC1
Espécie	Humano
ID do Gene	51300
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-285 do TIMMDC1 humano (NP_057673.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPL8
Peso da Proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo