

Anticorpo Policlonado De Coelho Tlr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60603

Número do item: CM0015172



introdução

Anticorpo Policlonado (pAb) de Coelho TLR2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com TLR2 humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-TLR2
Observações/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7097
GeneID	7097
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 600-700 do TLR2 humano (NP_003255.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de gelo