


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tlr4 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000206

Número do item: CM0015266



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-TLR4 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com proteínas humanas e de camundongo. Tem como alvo o receptor Toll-like 4, envolvido nas respostas imunes inatas a LPS e DAMPs. Adequado para pesquisas sobre inflamação e infecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	TLR4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7099
ID do Gene	7099
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-228 do TLR4 humano (NP_612564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	000206
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Bolsa de gelo