

## Tm4Sf19 Pab De Coelho - Q96Dz7

Número do item: CM0021415

### introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho contra TM4SF19 (OCTM4) para WB, IF-P, ELISA. Reconhece TM4SF19 humano e murino, uma proteína da membrana do lisossomo de 22 kDa que regula a V-ATPase e a maturação de osteoclastos. Adequado para pesquisa em imunologia e ossos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TM4SF19 pAb de Coelho                                                                                            |
| Observações/Alias   | OCTM4; TM4SF19                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 116211                                                                                                           |
| GeneID              | 116211                                                                                                           |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do TM4SF19 humano (NP_001191827.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                       |
| SWISS               | Q96DZ7                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 22kDa                                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                    |