

Anticorpo Policlonico De Coelho Tm9Sf1 Para Wb E Elisa - O15321

Número do item: CM0025164

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho TM9SF1 para WB e ELISA, direcionado a TM9SF1 humano e de camundongo, uma proteína transmembranar relacionada à autofagia. Ideal para uso em pesquisa em estudos de autofagia e proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TM9SF1 pAb de Coelho
Observações/Alias	MP70; HMP70; TM9SF1
Espécie	Humano
GeneID	10548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-230 da TM9SF1 humana (NP_006396.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15321
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo