

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Tmem165 Para Wb E Elisa - Q9Hc07

Número do item: CM0022167

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMEM165 humano, um antiportador de cátions divalentes do Golgi. Validado para WB e ELISA; ideal para pesquisas sobre distúrbios de glicosilação e transporte de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TMEM165 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	FT27; GDT1; CDG2K; TPARG; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55858
GeneID	55858
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 172-230 de TMEM165 humano (NP_060945.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC07
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo