

Anticorpo Policlonal De Coelho Tmem43 Para Wb, Elisa - Q9Btv4

Número do item: CM0025534

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMEM43 (LUMA) humano. Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudos de estrutura do envelope nuclear, sinalização imunológica inata via cGAS-STING e ativação de NF-kappa-B. Detecta uma banda de 45kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM43 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDM7; AUNA2; TMEM43
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79188
GeneID	79188
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-310 de TMEM43 humano (NP_077310.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BTV4
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo