

Tmem44 Rabbit Pab - Q2T9K0

Número do item: CM0019917

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TMEM44 validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre a proteína transmembrana 44 humana, uma fosfoproteína de membrana com isoformas de splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM44 Rabbit pAb
Observações/Alias	TMEM44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	93109
GeneID	93109
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-260 da TMEM44 humana (NP_001159777.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q2T9K0
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo