

Tmem55A Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q8N4L2

Número do item: CM0020409

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a TMEM55A humana (PIP4P2), uma fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato 4-fosfatase tipo 2 envolvida no metabolismo lipídico. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMEM55A pAb de coelho
Observações/Apelido	TMEM55A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	55529
GeneID	55529
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-195 da TMEM55A humana (NP_061180.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8N4L2
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo