

Anticorpo Policlonal De Coelho Tmx2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y320

Número do item: CM0019290



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TMX2 (Q9Y320) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Investigue o papel da proteína transmembrana relacionada à tioredoxina 2 na regulação redox e na função RE-mitochondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMX2 pAb Coelho
Observações/Apelido	PIG26; CGI-31; PDIA12; NEDMCMS; TXNDC14; TMX2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51075
ID do Gene	51075
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 128-296 do TMX2 humano (NP_057043.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y320
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo