

Anticorpo Policlonal De Coelho Tnnt3 - P45378

Número do item: CM0015409

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TNNT3 humano (troponina T do músculo esquelético rápido) para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de contração muscular e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho TNNT3
Observações/Apelido	TNNTF; DA2B2; beta-TnTF; TNNT3
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	7140
ID do gene	7140
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 147-256 de TNNT3 humano (NP_001036246.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P45378
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo