

Anticorpo Policlonário De Coelho Tomm34 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15785

Número do item: CM0028490

introdução

TOMM34 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo o receptor de importação mitocondrial TOM34; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de importação de proteínas mitocondriais e função de chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM34 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TOM34; URCC3; HTOM34P; TOMM34
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10953
GeneID	10953
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 da TOMM34 humana (NP_006800.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15785
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo