

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Tomm7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P0U1

Número do item: CM0007057



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TOMM7 altamente específico validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas de importação mitocondrial, mitofagia PINK1/Parkin e estudo do complexo TOM.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM7 mAb de Coelho
Observações/Alias	TOM7; TOMM7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54543
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-55 da TOMM7 humana (NP_061932.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P0U1
Peso da Proteína	6kDa
Envio	Bolsa de gelo