


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Topoisomerase II Alfa/Top2A Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11388

Número do item: CM0011770



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Topoisomerase II alfa/TOP2A para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Validado em Humano, Rato, Rato. Imunogénio: péptido sintético da região C-terminal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Topoisomerase II alfa/TOP2A
Observações/Alias	TOP2; TP2A; TOPIIA; TOP2alpha
Espécie	Humano
ID do Gene	7153
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1431-1531 da Topoisomerase II alfa/TOP2A humana (NP_001058.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P11388
Peso Proteico	174kDa
Envio	Saco de gelo