

Tp53Bp1 Pab De Coelho - Q12888

Número do item: CM0019150



introdução

Anti-TP53BP1 pAb de Coelho validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Reconhece a proteína de reparo de DNA de 214 kDa 53BP1, essencial para pesquisa de reparo de quebras duplas de fita e recombinação de troca de classe.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP53BP1 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	p202; 53BP1; TDRD30; p53BP1; TP53BP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7158
ID do Gene	7158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 895-1031 da TP53BP1 humana (NP_005648.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12888
Peso da Proteína	214kDa
Envio	Bolsa de gelo