

Tp53I11 Rabbit Pab - O14683

Número do item: CM0017246

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TP53I11 (PIG11) humano validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Desenvolvido para pesquisa de sinalização p53 e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TP53I11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PIG11; TP53I11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9537
GeneID	9537
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do TP53I11 humano (NP_001245249.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14683
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo