


Anticorpo Policlonico De Coelho Tpm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P06753

Número do item: CM0017038



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho TPM3 de alta qualidade, adequado para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta a cadeia alfa-3 da tropomiosina em amostras humanas, de camundongo e rato. Essencial para estudos de citoesqueleto e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TPM3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TM3; TM5; TRK; CFTD; NEM1; TM-5; TM30; CAPM1; CMYP4A; CMYP4B; TM30nm; TPM3nu; TPMsk3; hscp30; HEL-189; HEL-S-82p; OK/SW-cl.5; TPM3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7170
GeneID	7170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 da TPM3 humana (NP_689476.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06753
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo