


Anticorpo Policlonar Traf4 De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Buz4

Número do item: CM0029536



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRAF4 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta TRAF4 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de EGFR, apoptose e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRAF4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CART1, MLN62, RNF83, TRAF4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9618
GeneID	9618
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 251-470 da TRAF4 humana (NP_004286.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BUZ4
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo