


Mab De Coelho Contra Trail/Tnfsf10 - P50591

Número do item: CM0004811



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra TRAIL/TNFSF10 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece espécies humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho contra TRAIL/TNFSF10
Observações/Alias	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8743
GeneID	8743
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 114-281 da TRAIL/TNFSF10 humana (NP_003801.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50591
Peso Molecular da Proteína	12 kDa/33 kDa
Envio	Bolsa de gelo