


Anticorpo Policlonal De Coelho Trem1 Para Wb, Elisa - Q86Yw5

Número do item: CM0017971



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TREML1 humano (TLT-1, proteína 1 semelhante a receptor desencadeador expresso em células mieloides) validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TREML1
Observações/Apêndice	TLT1; TLT-1; PRO3438; GLTL1825; dj238023.3; TREML1
Espécie	Humano
ID do Gene	340205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 16-162 do TREML1 humano (NP_835468.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q86YW5
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de Gelo