

Trim27 Rabbit Pab - P14373

Número do item: CM0024172

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRIM27 validado para IHC-P e ELISA. Reconhece TRIM27 humano, de camundongo e de rato, permitindo pesquisas sobre ubiquitinação, apoptose, imunidade inata e vias de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM27 Rabbit pAb
Observações/Alias	RFP; RNF76; TRIM27
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5987
ID do Gene	5987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do TRIM27 humano (NP_006501.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14373
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo