


Anticorpo Policlonal De Coelho Trim5 Para Wb, Elisa - Q9C035

Número do item: CM0020938



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TRIM5 de alta qualidade validado para aplicações de WB e ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo. Reconhece TRIM5 endógeno (Q9C035) para pesquisa de restrição retroviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho TRIM5 (pAb)
Observações/Apelido	RNF88; TRIM5alfa; TRIM5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	85363
ID do Gene	85363
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do TRIM5 humano (NP_149083.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9C035
Peso Molecular da Proteína	56kDa
Transporte	Saco de Gelo