


Trim5 Pab De Coelho - Q9C035

Número do item: CM0021599



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM5 (pAb), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta TRIM5 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato; peso molecular previsto de aproximadamente 56 kDa. Adequado para pesquisas sobre imunidade inata antiviral e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TRIM5 pAb de coelho
Observações/alias	RNF88, TRIM5alpha, TRIM5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	85363
GeneID	85363
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 de TRIM5 humano (NP_149083.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9C035
Peso da proteína	56 kDa
Transporte	Em bolsa de gelo