

Anticorpo Policlonal De Coelho Trimethyl-Histona H3-K14 (Q16695 / P68431) Para Wb, If, Elisa

Número do item: CM0000343



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para lisina 14 tri-metilada da Histona H3 (UniUniProt Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade em humano, camundongo, rato e ampla cobertura prevista de reatividade cruzada entre espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TriMethyl-Histona H3-K14
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histona H3-K14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo