


Anticorpo Policlonal De Coelho Trimethyl-Histone H3-K27 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, Elisa

Número do item: CM0000367



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece a lisina 27 trimetilada da histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA. Adequado para humanos, camundongos, ratos e outras espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TriMethyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K27
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Amplio Espectro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo