


Anticorpo Monoclonal De Coelho Trimetil-Histona H3-K36 (K36Me3), Q16695/P68431 - Wb, Chip-Seq, Ihc-P

Número do item: CM0000295



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TriMetil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) para WB, ChIP-seq, IHC-P. Detecta a modificação K36me3 na histona H3 em humanos, camundongos, ratos. Adequado para pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho TriMetil-Histona H3-K36
Observações/Apelido	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; TriMetil-Histona H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético trimetilado em torno de K36 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular da Proteína	15kDa
Envio	Em saco de gelo