


Anticorpo Policlonado De Coelho Trimetil-Histona H3-K36 Para Pesquisa Epigenética (Q16695/P68431)

Número do item: CM0000267



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à lisina 36 trimetilada da histona H3.1t e H3.1 humana (Q16695/P68431). Validado para WB, ChIP, IF/ICC e ELISA com ampla reatividade entre espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	TriMethyl-Histone H3-K36 Rabbit pAb
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Transporte	Bolsa de gelo