


Anticorpo Policlonal De Coelho Trimetil-Histona H3-K4 (H3K4Me3) - Q16695/P68431 Para Chip-Seq & Wb

Número do item: CM0000396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece a lisina 4 trimetilada da histona H3 (Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, ChIP-seq, ELISA. Adequado para pesquisa de biomarcadores epigenéticos e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TriMetil-Histona H3-K4
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo