

Anticorpo Monoclonal De Coelho Trimetil-Histona H3-K4 (Q16695 / P68431) Para Pesquisa Epigenética & Chip, Wb, Elisa

Número do item: CM0000312



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a lisina 4 trimetilada da Histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Reage de forma cruzada com Humano, Camundongo, Rato. Ideal para estudos epigenéticos e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TriMetil-Histona H3-K4
Observações/Apelido	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético trimetilado em torno da K4 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Espectro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo