

Mab De Coelho Contra Trimetil-Histona H3-K4 - Q16695/P68431 - Anticorpo Para Wb, Ihc-P, If

Número do item: CM0000330



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece a histona H3 trimetilada na lisina 4 (H3K4me3). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reatividade cruzada prevista com humano, camundongo e rato. Peso molecular da proteína: 15 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TriMetil-Histona H3-K4 mAb de Coelho
Observações/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; TriMetil-Histona H3-K4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético trimetilado da região K4 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo