

Anticorpo Policlonado De Coelho Trimetil-Histona H3-K56 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Número do item: CM0000296



introdução

Anticorpo policlonado de coelho TriMetil-Histona H3-K56 de alta especificidade que reconhece a lisina 56 trimetilada da H3.1/H3.1t humana. Validado para WB, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo, rato e outros organismos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TriMetil-Histona H3-K56 Rabbit pAb
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K56
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético trimetilado ao redor da K56 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Transporte	Bolsa de gelo