

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Trimetil-Histona H3-K64 (Q16695/P68431) (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa)

Número do item: CM0000298



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TriMetil-Histona H3-K64 para Western blot, IHC-parafina, IF/ICC e ELISA. Previsto para reconhecer a lisina 64 trimetilada da histona H3 de humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TriMetil-Histona H3-K64 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K64
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Péptido sintético, um péptido trimetilado sintético em torno de K56 da TriMetil-Histona H3-K64 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo