


Anticorpo Policlonal De Coelho Trimetil-Histona H3-K79 (Q16695 / P68431) Para Wb, Chip, Epigenética

Número do item: CM0000327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Histona H3 trimetilada na lisina 79 (H3K79me3). Adequado para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ferramenta essencial para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho TriMetil-Histona H3-K79
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K79
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogénio	Um péptido sintético trimetilado em torno de K79 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo