


Anticorpo Policlonal De Coelho Trimetil-Histona H3 (K9) - Q16695/P68431 | Wb, Chip, Ihc, Elisa

Número do item: CM0000395



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a trimetilação na lisina 9 da histona H3 (Q16695/P68431). Adequado para aplicações de Western blot, ChIP, imuno-histoquímica e ELISA em múltiplas espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TriMetil-Histona H3-K9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMetil-Histona H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogénio	Peptídeo sintético - Um peptídeo trimetilado sintético em torno da K9 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo