


Anticorpo Monoclonal De Coelho Trimetil-Histona H4-K20 (P62805) Para Wb, Ihc-P, If/Icc

Número do item: CM0000315



introdução

mAb de Coelho TriMetil-Histona H4-K20 (P62805), validado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, detecta a lisina 20 trimetilada da Histona H4 em humanos, camundongos e ratos. Este anticorpo monoclonal recombinante de 11 kDa apoia pesquisas em biologia epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TriMetil-Histona H4-K20
Observações/Apelido	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8359
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo