


Anticorpo Policlonal De Coelho Trimetil-Histona H4-K20 Para Wb/Ihc/If (P62805)

Número do item: CM0000257



introdução

Explore o TriMetil-Histona H4-K20 Rabbit pAb (P62805) da CamelBio para WB, IHC-P, IF/ICC, DB, ELISA. Específico para humano, camundongo, rato e outros organismos. Ideal para pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TriMetil-Histona H4-K20 Rabbit pAb
Observações/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; TriMetil-Histona H4-K20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H4
GeneID	8359
Imunógeno	Peptídeo sintético; Peptídeo sintético trimetilado ao redor da região K20 da histona H4 humana (NP_003529.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62805
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo