

## Anticorpo Policlonal Triobp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2D6

Número do item: CM0030334

### introdução

Anticorpo policlonal TRIOBP (Humano, Rato) validado para WB, IHC-P, ELISA. Essencial para a organização do citoesqueleto de actina e formação da raiz dos estereocílios. Ideal para aplicações de diagnóstico e pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho TRIOBP                                                                                                        |
| Observações/Alias   | TARA; TAP68; DFNB28; dj37E16.4; HRIHFB2122; TRIOBP                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 11078                                                                                                                       |
| GeneID              | 11078                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-310 do TRIOBP humano (NP_008963.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                |
| SWISS               | Q9H2D6                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 261kDa                                                                                                                      |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                                |