


Anticorpo Monoclonal De Coelho Trkb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16620

Número do item: CM0002624



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra TrkB humano (UniProt Q16620). Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de neurociência sobre sinalização de neurotrofinas, diferenciação e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TrkB Rabbit mAb
Observações/Apelido	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4915
GeneID	4915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-430 do TrkB humano (NP_001018074.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16620
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco com gelo